



## INODORO PORTÁTIL CON BASCULACIÓN TILT



### MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**

N 1 Pulan Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, CHINA

**Códigos D341**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

93092 Emisión 1 09/2019



## INODORO PORTÁTIL CON BASCULACIÓN TILT



### MANUAL DE USO

OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante: Foshan Dongfang Medical Equipment Manufacturing Ltd.**

N 1 Pulan Road, Foshan City, Guangdong Province 528000, CHINA

**Códigos D341**

**Garantía 1 año**

**Vida útil 2 años**

93092 Emisión 1 09/2019

## INTRODUCCION

El inodoro portátil **Care-Quip** ha sido diseñado como ayuda técnica para facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario de personas con movilidad reducida. Además provee soporte y estabilidad adicional ayudando a evitar posibles accidentes. El mismo ha sido diseñado para un usuario individual de hasta 100 kg.

El inodoro es apto para uso diario en baños y habitaciones. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro. El uso incorrecto del inodoro podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro.

Al utilizar el inodoro siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas, especialmente al movilizarlo por zonas estrechas.

Al estar sentado en el inodoro no intentar alcanzar objetos fuera de su alcance. Estirarse solamente hasta donde lleguen los brazos sin cambiar la posición de sentado.

Al movilizar el inodoro siempre permanecer alerta, para evitar choques u otras situaciones peligrosas.

No trasladar el peso ni cambiar la posición de sentado ya que el inodoro podría tumbarse.

No utilizar el inodoro para otro uso que no sea el de facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario del usuario.

No sobrecargar el inodoro ni trasportar niños en él. Respetar el peso máximo admitido.

Asegurarse que los frenos estén activados antes de sentar y levantar al usuario del inodoro.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Material de fabricación y terminación	Ancho y profundidad de asiento	Ancho entre apoyabrazos	Ancho total	Altura del asiento	Espacio libre debajo del asiento	Peso total	Peso máximo usuario	Otras especificaciones
Aluminio pintado en epoxi blanco	46 x 41cm.	47cm.	58cm.	55cm.	36 cm.	14.2 kg.	100 kg.	-Asiento con centro desmontable para uso de la bacinilla. -Apoyabrazos rebatibles. -Apoyapiés desmontables y rebatibles. -Ruedas giratorias de 12,5 cm c/frenos. -Bacinilla plástica con tapa y manija.

## ARMADO

Sacar de la caja y de las bolsas todas las partes del inodoro portátil.

No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.

Quitar los clips ubicados en los caños del respaldo de la estructura, colocar el respaldo y volver a poner los clips.

Rebatir los apoyabrazos hasta que traben.

Colocar el asiento con la abertura hacia adelante mediante sus clips. Colocar la bacinilla por la parte trasera del inodoro.

Colocar los apoyapiés y trabar mediante el accionador de la manija. Colocar la correa sujetadora entre los mismos y plegar las plataformas hacia arriba para permitir un fácil acceso al inodoro.

Desajustar el tornillo mariposa del respaldo, colocar el apoyacabezas y volver a ajustar el tornillo mariposa.

## USO

Comprobar que los frenos de las ruedas se encuentren activados.

Para sentarse en el inodoro girar sobre sí mismo, hasta tocar el inodoro con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Graduar el sistema de basculación TILT de la silla de ruedas mediante las manijas del respaldo. Basculación hasta 25°.

Desactivar los frenos de cada una de las ruedas.

Para levantarse del inodoro asegurarse que los frenos de las ruedas estén activados, inclinarse hacia adelante con ambas manos en los apoyabrazos e incorporarse lentamente.

## MANTENIMIENTO

Luego de cada lavado o higienización, **secar completamente el inodoro mediante un paño suave para mayor durabilidad.**

Limpiar y desinfectar el inodoro por lo menos una vez por semana. Las ruedas, demás partes metálicas y plásticas pueden ser limpiadas con una esponja embebida en agua y detergente inocuo.

Nunca limpiar el inodoro con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.

Todas las tuercas y tornillos del inodoro deben estar ajustados.

Cuando estén activados los frenos de las ruedas el inodoro no debe moverse.

Cuando no estén activados los frenos de las ruedas el inodoro debe moverse con facilidad.

Las ruedas del inodoro son vulnerables al desgaste. Se recomienda reemplazar las cuatro ruedas al mismo tiempo para evitar que el inodoro pierda estabilidad.

En caso de no utilizar el inodoro por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....

## INTRODUCCION

El inodoro portátil **Care-Quip** ha sido diseñado como ayuda técnica para facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario de personas con movilidad reducida. Además provee soporte y estabilidad adicional ayudando a evitar posibles accidentes. El mismo ha sido diseñado para un usuario individual de hasta 100 kg.

El inodoro es apto para uso diario en baños y habitaciones. El uso adecuado dará como resultado un producto duradero, manteniendo una buena relación de precio-calidad y ofreciendo confort y versatilidad al usuario.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro. El uso incorrecto del inodoro podría perjudicar al mismo, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

Leer detenidamente todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar el inodoro.

Al utilizar el inodoro siempre tener presente los riesgos de lesiones hacia el usuario y hacia otras personas, especialmente al movilizarlo por zonas estrechas.

Al estar sentado en el inodoro no intentar alcanzar objetos fuera de su alcance. Estirarse solamente hasta donde lleguen los brazos sin cambiar la posición de sentado.

Al movilizar el inodoro siempre permanecer alerta, para evitar choques u otras situaciones peligrosas.

No trasladar el peso ni cambiar la posición de sentado ya que el inodoro podría tumbarse.

No utilizar el inodoro para otro uso que no sea el de facilitar el lavado, el higienizado y el uso sanitario del usuario.

No sobrecargar el inodoro ni trasportar niños en él. Respetar el peso máximo admitido.

Asegurarse que los frenos estén activados antes de sentar y levantar al usuario del inodoro.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Material de fabricación y terminación	Ancho y profundidad de asiento	Ancho entre apoyabrazos	Ancho total	Altura del asiento	Espacio libre debajo del asiento	Peso total	Peso máximo usuario	Otras especificaciones
Aluminio pintado en epoxi blanco	46 x 41cm.	47cm.	58cm.	55cm.	36 cm.	14.2 kg.	100 kg.	-Asiento con centro desmontable para uso de la bacinilla. -Apoyabrazos rebatibles. -Apoyapiés desmontables y rebatibles. -Ruedas giratorias de 12,5 cm c/frenos. -Bacinilla plástica con tapa y manija.

## ARMADO

Sacar de la caja y de las bolsas todas las partes del inodoro portátil.

No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.

Quitar los clips ubicados en los caños del respaldo de la estructura, colocar el respaldo y volver a poner los clips.

Rebatir los apoyabrazos hasta que traben.

Colocar el asiento con la abertura hacia adelante mediante sus clips. Colocar la bacinilla por la parte trasera del inodoro.

Colocar los apoyapiés y trabar mediante el accionador de la manija. Colocar la correa sujetadora entre los mismos y plegar las plataformas hacia arriba para permitir un fácil acceso al inodoro.

Desajustar el tornillo mariposa del respaldo, colocar el apoyacabezas y volver a ajustar el tornillo mariposa.

## USO

Comprobar que los frenos de las ruedas se encuentren activados.

Para sentarse en el inodoro girar sobre sí mismo, hasta tocar el inodoro con la parte posterior de las piernas, apoyar las manos suavemente en los apoyabrazos, inclinarse hacia adelante y sentarse lentamente.

Graduar el sistema de basculación TILT de la silla de ruedas mediante las manijas del respaldo. Basculación hasta 25°.

Desactivar los frenos de cada una de las ruedas.

Para levantarse del inodoro asegurarse que los frenos de las ruedas estén activados, inclinarse hacia adelante con ambas manos en los apoyabrazos e incorporarse lentamente.

## MANTENIMIENTO

Luego de cada lavado o higienización, **secar completamente el inodoro mediante un paño suave para mayor durabilidad.**

Limpiar y desinfectar el inodoro por lo menos una vez por semana. Las ruedas, demás partes metálicas y plásticas pueden ser limpiadas con una esponja embebida en agua y detergente inocuo.

Nunca limpiar el inodoro con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.

Todas las tuercas y tornillos del inodoro deben estar ajustados.

Cuando estén activados los frenos de las ruedas el inodoro no debe moverse.

Cuando no estén activados los frenos de las ruedas el inodoro debe moverse con facilidad.

Las ruedas del inodoro son vulnerables al desgaste. Se recomienda reemplazar las cuatro ruedas al mismo tiempo para evitar que el inodoro pierda estabilidad.

En caso de no utilizar el inodoro por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (DOCE) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, uso en distintas condiciones a las descriptas en éste manual, o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía, se deberá presentar con la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....