



## MESAS PARA CAMA

### OTRA INFORMACION:

**Importador: Target Medical S.A.**

La Horqueta 1124, B1842BLF Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, Argentina

**Director Técnico:**

**Ing. Eduardo Daniel Hurden, Matricula 4899**

**Fabricante:**

**Worldcare Medical Technology Co. Ltd**

Rm 1015, Building 4, N° 2 Linshang RD, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong, China



### Códigos I121 / I131

Garantía 1 año

Vida útil 2 años

I121

I131

## MANUAL DE USO

## INTRODUCCION

Las mesas para cama **Care-Quip Argentina** están diseñadas para brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades, manteniendo objetos personales al alcance de su mano y evitando posibles accidentes. La tabla de la mesa es regulable tanto en altura como en inclinación.

Es fundamental leer y entender todo el contenido de éste manual de uso antes de utilizar la silla de ruedas con bacinilla para ducha. El uso incorrecto de la silla podría perjudicar a la misma, al usuario y/o a terceros.

Ante cualquier consulta, no dude en contactarse con su casa vendedora.

## ADVERTENCIAS

- Leer detenidamente todo el contenido de este manual de uso antes de utilizar la mesa.
- No utilizar la mesa para otro uso que no sea el de brindar comodidad al paciente en cama, facilitando la alimentación, lectura y demás actividades, manteniendo objetos personales al alcance de su mano.
- Asegurarse que todos los tornillos estén ajustados antes de utilizar la mesa.
- Asegurarse que las perillas de regulación de altura y de inclinación estén bien ajustadas luego de adoptar la posición deseada de la tabla. Caso contrario, alimentos calientes u objetos personales podrían caer sobre el paciente provocando lesiones.
- Es importante que la mesa sea inspeccionada regularmente en busca de cualquier defecto.
- Cambiar las ruedas si estuvieran gastadas o dañadas.
- No utilizar la mesa, si alguno de los tubos de la estructura estuvieran doblados o quebrados.
- No exponer la mesa al calor directo.

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- Estructura de acero
- Ruedas plásticas dobles
- Tabla en melanina, regulable en inclinación y en altura

Código I121:

- Medidas de la tabla: 60 X 40 X 1,8 cm
- Peso total: 7,5 kg

Código I131:

- Medidas de las tablas: 60 X 38 X 1,8 cm  
20 X 38 X 1,8 cm
- Peso total: 9,2 kg

## ARMADO DE LA MESA

- No destruir los embalajes hasta asegurarse que todo esté en orden.
- Fijar los tubos con ruedas o la estructura con ruedas según el modelo a la columna inferior de acero mediante los tornillos de rosca provistos.
- Insertar la columna de acero cromado dentro de la columna inferior con las ruedas y colocar la perilla de ajuste para la regulación en altura.

- En I121, insertar el tornillo con el corte transversal por la estructura, poner arandela y la perilla. Luego insertar la tabla y ajustar la perilla con la inclinación deseada.
- En I131, colocar los tonillos, arandelas y tuercas para fijar la estructura con las tablas en la estructura inferior. Luego desajustar la perilla, mover la tabla hacia el costado para desengranar los dientes, dar la inclinación deseada y ajustar la perilla hasta que engranen los dientes y quede firme.

## USO DE LA MESA PARA CAMA

- Posicionar la mesa cerca de la cama.
- Regular la altura de la tabla mediante la perilla.
- Regular la inclinación de la tabla mediante la perilla según la necesidad de la actividad que se realice.
- Asegurarse que las perillas estén bien ajustadas antes de cada uso.

## MANTENIMIENTO

- Limpiar periódicamente la mesa con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida en agua y detergente inocuo, para quitar el polvo que pueda estar acumulado en la misma.
- Nunca limpiar la mesa con productos abrasivos, amoníacos, lavandinas o diluyentes.
- Es importante que la mesa sea inspeccionada regularmente, y asegurarse que:
  - Las uniones de la mesa no estén flojas.
  - Los tubos de la estructura no estén doblados, ni quebrados.
  - Las ruedas no estén flojas, gastadas o dañadas.
- Todos los tornillos y perillas deben estar ajustados al momento de utilizar la mesa.
- En caso de no utilizar la mesa por un largo período de tiempo, almacenar en un lugar seguro, fresco y seco.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Care-Quip Argentina de Target Medical S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el término de 12 (meses) meses a partir de la fecha de compra, contra defectos de fabricación o fallas de material del mismo.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por trato indebido, conexiones incorrectas, uso en distintas condiciones a las descritas en éste manual o reparaciones por personal no autorizado.

En caso de requerir reparación bajo garantía se deberá presentar éste certificado debidamente completado, junto a la factura de compra correspondiente.

La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y diseños de los productos sin previo aviso.

Casa vendedora: .....

Fecha: .....

Firma: ..... Aclaración: .....